


Ndufa4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O00483

商品番号: CM0020849



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なNDUFA4ウサギポリクローナル抗体です。ミトコンドリア呼吸鎖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA4 Rabbit pAb
別名	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	4697
GeneID	4697
免疫原	ヒトNDUFA4 (NP_002480.1) のアミノ酸1-81番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00483
タンパク質分子量	9kDa
配送方法	保冷剤