


Ndufb2 ウサギPab（Wb、Elisa用） - O95178

商品番号: CM0028220



前書き

複合体Iの補助サブユニットであるヒトNDUFB2を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア呼吸鎖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB2 ウサギpAb
備考/別名	AGGG; CI-AGGG; NDUFB2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4708
GeneID	4708
免疫原	ヒトNDUFB2（NP_004537.1）のアミノ酸34～105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95178
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤