


Ndufb5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43674

商品番号: CM0029429



前書き

NDUF5 ウサギ

pAbは、ミトコンドリア複合体Iの補助サブユニットであるヒトNDUF5を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。WBおよびELISAで検証済み。呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUF5 ウサギ pAb
備考/別名	SGDH; CISGDH; NDUF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4711
遺伝子ID	4711
免疫原	ヒトNDUF5 (NP_002483.1) のアミノ酸100-189に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43674
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ