


## Ndufs4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43181

商品番号: CM0025220



## 前書き

NDUFS4 ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。20 kDaのミトコンドリア複合体Iサブユニットを標的とし、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。呼吸鎖およびミトコンドリア疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | NDUFS4 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | AQDQ; CI-18; MCIDN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4        |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 4724                                                   |
| GeneID      | 4724                                                   |
| 免疫原         | ヒトNDUFS4 (NP_002486.1) のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB、IHC-P、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | O43181                                                 |
| タンパク質分子量    | 20kDa                                                  |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                  |