

WbおよびElisa用 Neurod1 ウサギモノクローナル抗体 - Q13562

商品番号: CM0003005

前書き

ヒトNeuroD1 (bHLHa3, BETA2)
に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。神経発生および糖尿病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NeuroD1 ウサギ mAb
備考/別名	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4760
GeneID	4760
免疫原	ヒトNeuroD1 (NP_002491.2) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13562
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤（氷袋）