

Neurofilament H ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P12036

商品番号: CM0006828

前書き

ヒトNeurofilament H (NFH)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経研究および神経変性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neurofilament H ウサギ mAb
備考/別名	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
種	ヒト
遺伝子ID	4744
免疫原	ヒトNeurofilament Hのアミノ酸873-1020に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_066554.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12036
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋