

ニューロフィラメントM
ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P07197

商品番号: CM0002712

前書き

ヒトNeurofilament
M（NFM、NEF3、Neurofilament
3）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタン
ブロッティング、免疫蛍光/ICC、ELISAでの使用が検
証済みです。神経細胞の細胞骨格やニューロフィラメ
ント構造の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロフィラメントM ウサギmAb
備考/別名	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4741
GeneID	4741
免疫原	合成ペプチド ヒトNeurofilament M（P07197）のアミノ酸600～700番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07197
タンパク質分子量	102 kDa
配送方法	保冷剤