

Neurog1 ウサギ Pab - Q92886

商品番号: CM0025902

前書き

NEUROG1

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。神経分化に関与する26kDaの転写調節因子を標的としています。研究用途のみで使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROG1 ウサギ pAb
略称/別名	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4762
GeneID	4762
免疫原	ヒトNEUROG1 (Q92886) のアミノ酸1-237番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92886
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷剤