


Wb、Elisa用 Nf-Kb P65/Rela マウスモノクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0003843



前書き

ヒト NF-kB p65/RelA (SWISS Q04206)

を標的とする高品質なマウスモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。炎症および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-kB p65/RelA マウスmAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	ヒト NF-kB p65の組換えタンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60 kDa
配送	アイスバッグ