


Nf-Kb P65/Rela ウサギポリクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0020593



前書き

NF-

kBのp65/RelAサブユニットを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。炎症、免疫、転写制御研究に最適。 - Q04206

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-kB p65/RelA ウサギ pAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	ヒトNF-kB p65/RelA (NP_068810.3) のアミノ酸450-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60 kDa
発送	保冷バッグ