


Nf-Kb2 ウサギ Pab – Wb、If/Icc、Elisa用ポリクローナル抗体 - Q00653

商品番号: CM0015368



前書き

NF-κB2

ウサギポリクローナル抗体(pAb)は、WB、IF/ICC、ELISAにおいてp100/p52サブユニットを検出します。ヒトおよびマウスと反応します。NF-κB経路研究、免疫応答、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-κB2 Rabbit pAb
略称/別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4791
GeneID	4791
免疫原	ヒトNF-κB2 (NP_002493.3) のアミノ酸690-899に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
発送	氷袋