

Nf-Kb2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q00653

商品番号: CM0026282



前書き

ヒトNF-

κB2/p100/p52を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。NF-

κBシグナル伝達、炎症、免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NF-κB2 Rabbit pAb
備考/別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4791
遺伝子ID	4791
免疫原	ヒトNF-κB2 (NP_002493.3) のアミノ酸690-899に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	氷袋梱包