

Nfasc ウサギポリクローナル抗体 - O94856

商品番号: CM0030834



前書き

ヒトニューロファシン（NFASC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。NFASCは150kDaの細胞接着タンパク質です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経突起伸長、軸索ガイダンス、および髄鞘化に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFASC ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23114
GeneID	23114
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94856
タンパク質分子量	150kDa
配送	氷袋