


Nfatc2 ウサギ Pab - Q13469

商品番号: CM0030417



前書き

NFATC2 ウサギ

pAbは、組換えヒトNFATC2タンパク質を免疫原として作製されたポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のNFATC2（100

kDa）を検出し、T細胞活性化におけるNFATシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFATC2 ウサギ pAb
備考/別名	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4773
GeneID	4773
免疫原	ヒトNFATC2 (NP_775114.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13469
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスパック