


Nfatc4 ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q14934

商品番号: CM0024542



前書き

NFATC4 (NFAT3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。免疫、心臓、神経の発達に関与する転写因子であるヒトおよびマウスのNFATC4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFATC4 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4776
GeneID	4776
免疫原	ヒトNFATC4のアミノ酸560-710に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004545.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14934
タンパク質重量	95kDa
配送	アイスバッグ