


Nfkb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P19838

商品番号: CM0026003



前書き

NFKB1

ウサギポリクローナル抗体（P19838）は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。免疫および炎症反応の主要な調節因子であるNF-kB

p105前駆体およびp50サブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFKB1 ウサギ pAb
備考/別名	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4790
GeneID	4790
免疫原	ヒトNFKB1 (NP_001158884.1) のアミノ酸41-365に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
配送	保冷バッグ