


Nfs1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa 用） - Q9Y697

商品番号: CM0018225



前書き

NFS1システインデスルフラゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IF/ICC、ELISAについて検証済み。鉄-硫黄クラスター生合成およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NFS1 ウサギ pAb
備考/別名	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9054
GeneID	9054
免疫原	ヒトNFS1 (NP_066923.3) のアミノ酸208-457に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y697
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ