

Ngef ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc用） - Q8N5V2

商品番号: CM0021217

前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済みのNGEFウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内因性Ephexin-1（NGEF）レベルを検出します。軸索ガイダンスおよび神経発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGEF ウサギ pAb
備考/別名	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25791
遺伝子ID	25791
免疫原	ヒトNGEF（NP_062824.2）のアミノ酸429-710に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5V2
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ