

ニトロチロシン ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）

商品番号: CM0000011

前書き

WBおよびELISAで検証済みのニトロチロシン ウサギ
ポリクローナル抗体をご紹介します。ヒト、マウス、
ラットのサンプルにおけるニトロチロシン修飾を認識
します。酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニトロチロシン ウサギ pAb
免疫原	ニトロチロシンに対応する化学化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ