

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Nlrp1ウサギポリクローナル抗体 - Q9C000

商品番号: CM0019951



前書き

ヒトNLRP1 (SWISS: Q9C000)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫、インフラマソーム、およびピロトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP1 Rabbit pAb
備考/別名	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLRI7.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22861
GeneID	22861
免疫原	ヒトNLRP1 (NP_127497.1) のアミノ酸1370-1473に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C000
タンパク質分子量	166kDa
配送	アイスバッグ