


Nlrp3 ウサギ Mab - Q8R4B8

商品番号: CM0007662



前書き

マウス検体用Anti-NLRP3ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。NLRP3は、IL-1 β 分泌とパイロトーシスを媒介する重要なインフラマソームセンサーです。自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3 Rabbit mAb
備考/別名	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; AII/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
種	マウス
GeneID (ヒト)	114548
GeneID	216799
免疫原	組換えタンパク質 マウスNLRP3 (NP_665826.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R4B8
タンパク質分子量	118kDa
配送	氷袋