


Nlrp3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8R4B8

商品番号: CM0022503



前書き

NLRP3ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。マウスNlrp3のアミノ酸1-93番に対して作製されました。この118kDaの標的を用いて、NLRP3インフラマソーム経路の研究を進めてください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3 Rabbit pAb
備考/別名	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; AII/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
種	マウス
GeneID (ヒト)	216799
GeneID	216799
免疫原	マウスNLRP3 (NP_665826.1) のアミノ酸1-93番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8R4B8
タンパク質分子量	118kDa
輸送	氷袋