


Wb、If/Icc、Elisa用 Nlrp3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96P20

商品番号: CM0026163



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用の高品質ウサギポリクローナルNLRP3抗体。ヒト、マウス、ラットのNLRP3（約118 kDa）に反応します。インフラマソーム活性化、IL-1β分泌、自己炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3 ウサギ pAb
備考/別名	AII; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; Clorf7; CLRL1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
種	ヒト
遺伝子ID	114548
免疫原	ヒトNLRP3（NP_004886.3）のアミノ酸100-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P20
タンパク質分子量	118 kDa
輸送	保冷バッグ