


Nlr1 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Ut6

商品番号: CM0026586



前書き

NLRX1

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IP、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの108kDaのミトコンドリアタンパク質を検出し、抗ウイルス自然免疫の負の制御因子として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRX1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79671
遺伝子ID	79671
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNLRX1のアミノ酸87-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_078894.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UT6
タンパク質重量	108kDa
配送	アイスパック