


Ihc-PおよびElisa用Nm23ウサギポリクローナル抗体 - P15531 / P22392

商品番号: CM0023973



前書き

ヒトnm23（NME1/NME2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAアプリケーションに対応しています。

ヒトおよびラットのnm23を検出します。ヌクレオシド二リン酸キナーゼ、転移、細胞運動性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	nm23 Rabbit pAb
備考/別名	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
種	ヒト
遺伝子ID	4830/4831
免疫原	ヒトnm23（NP_000260.1/NP_002503.1）のアミノ酸1-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15531/P22392
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋