


Nme4 ウサギ Pab - O00746

商品番号: CM0028121



前書き

NME4 ウサギ

pAbは、ヒトNME4に対するポリクローナル抗体であり、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、ミトコンドリアヌクレオシド二リン酸キナーゼおよびリン脂質転移機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME4 ウサギ pAb
備考/別名	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4833
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNME4 (NP_005000.1) のアミノ酸1-187に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00746
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ