


## 非リン酸化Yap1-S127 ウサギポリクローナル抗体 Pab（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P46937

商品番号: CM0020946



### 前書き

Ser127位の非リン酸化YAP1を認識するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済み。Hippoシグナル伝達およびがん研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | 非リン酸化YAP1-S127 ウサギpAb                                        |
| 別名          | YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127    |
| 対象種         | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 10413                                                        |
| GeneID      | 10413                                                        |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のアミノ酸50〜150番領域の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 適用アッセイ      | WB、IHC-P、ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | P46937                                                       |
| タンパク質分子量    | 54kDa                                                        |
| 輸送方法        | 氷袋                                                           |