


Nop10 ウサギ Pab - Q9Npe3

商品番号: CM0021660



前書き

NOP10 (H/ACA

リボヌクレオタンパク質サブユニット

3) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスに反応。リボソーム生合成およびテロメア維持研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP10 ウサギ pAb
備考/別名	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55505
GeneID	55505
免疫原	ヒトNOP10のアミノ酸1-64に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_061118.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NPE3
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷バッグ