


Nop58 ウサギPab（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y2X3

商品番号: CM0027576



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IF/ICC、ELISAの検証が完了した高特異性NOP58ウサギポリクローナル抗体。リボソーム生合成およびsnoRNP研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP58 ウサギpAb
別名	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51602
遺伝子ID	51602
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNOP58 (NP_057018.1) のアミノ酸360～529番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2X3
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤