

## Notch3 ウサギ Pab - Q9Um47

商品番号: CM0026607



## 前書き

NOTCH3に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。Notchシグナル伝達、細胞運命決定、CADASIL疾患メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | NOTCH3 ウサギ pAb                                                       |
| 略称・別名      | IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3                         |
| 対象種        | ヒト                                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4854                                                                 |
| 遺伝子ID      | 4854                                                                 |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 (ヒトNOTCH3 (NP_000426.2) のアミノ酸1520~1640に対応する配列を含む組換え融合タンパク質) |
| 起源         | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                            |
| 応用用途       | WB, IF/ICC, ELISA                                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                           |
| SWISS      | Q9UM47                                                               |
| タンパク質分子量   | 244kDa                                                               |
| 配送方法       | 氷袋                                                                   |