

Nox5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96Ph1

商品番号: CM0026535



前書き

ヒトNOX5（カルシウム依存性NADPHオキシダーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。内皮細胞や免疫細胞におけるスーパーオキシド生成、ROSシグナル伝達、および血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX5 ウサギ pAb
備考/別名	NOX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79400
GeneID	79400
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNOX5 (NP_078781.3) のアミノ酸661-765に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96PH1
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋