


WbおよびElisa用 Noxa1 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Ur1

商品番号: CM0014030



前書き

NOXA1

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

NOXA1（活性酸素種生成における主要なNADPHオキシダーゼ活性化因子）を標的とし、酸化ストレス、宿主防御、およびシグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOXA1 ウサギpAb
備考/別名	p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10811
遺伝子ID	10811
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UR1
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋