


Nphp3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Z494

商品番号: CM0025379



前書き

ヒトNPHP3 (Nephrocystin-3)
に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA
Aで検証済み。組換え免疫原 (aa1-
130)。マウスと交差反応性あり。繊毛病およびWntシ
グナル研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPHP3 ウサギ pAb
備考/別名	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27031
GeneID	27031
免疫原	ヒトNPHP3 (NP_694972.3) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z494
タンパク質分子量	151kDa
配送	保冷バッグ