


Npm1 (B23, Npm) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P06748

商品番号: CM0020671



前書き

ヒトNPM1（ヌクレオフォスミン、B23）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソーム生合成、中心体複製、がんに関する研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPM1 ウサギ pAb
備考／別名	B23, NPM, NPM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4869
GeneID	4869
免疫原	ヒトNPM1 (NP_002511.1) のアミノ酸9-122に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06748
タンパク質分子量	33 kDa
発送	保冷バッグ