

Nppa ウサギ Pab - P01160

商品番号: CM0023410



前書き

NPPA ウサギ pAbは、WB、IF-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒトNPPA（ANP）を認識し、マウスおよびラットと交差反応するため、心血管および腎臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPPA ウサギ pAb
備考/別名	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4878
GeneID	4878
免疫原	ヒトNPPA (NP_006154.1) のアミノ酸26～151に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01160
タンパク質分子量	16 kDa
輸送方法	保冷剤