

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、Elisa用Npyラビットモノクローナル抗体 - P01303

商品番号: CM0004475



前書き

WB、IF、IHC、ELISA用抗NPYラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのニューロペプチド Y（PYY4）を検出します。神経生物学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPY Rabbit mAb
備考/別名	PYY4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4852
GeneID	4852
免疫原	ヒトNPY由来の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01303
タンパク質分子量	11 kDa
配送	氷袋