


Nr5A2 Rabbit Pab For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00482

商品番号: CM0027438



前書き

ヒトNR5A2 (LRH-1/FTF)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。コレステロール代謝、胚発生、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR5A2 Rabbit pAb
備考/別名	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2494
免疫原	ヒトNR5A2 (NP_995582.1) のアミノ酸300-541に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00482
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ