

Nrn1L ウサギ Pab (Wb、 Elisa用) - Q496H8

商品番号: CM0021877

前書き

WBおよびELISA用NRN1Lウサギポリクローナル抗体 (pAb)。ヒト、マウス、ラットで検証済み。細胞膜およびGPIアンカー研究用の18kDaニュリチン様タンパク質抗体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRN1L ウサギ pAb
備考/別名	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	123904
遺伝子ID	123904
免疫原	ヒトNRN1L (Q496H8) のアミノ酸39-139に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q496H8
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ