

Ntf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P20783

商品番号: CM0014202



前書き

ウエスタンブロット（WB）、IHC-P、ELISAで検証済みのNTF3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのニューロトロフィン-3（感覚ニューロン生存に重要な分泌型増殖因子）を認識します。神経科学および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTF3 ウサギ pAb
備考/別名	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4908
遺伝子ID	4908
免疫原	ヒトNTF3（NP_002518.1）のアミノ酸19-257に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20783
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷バッグ