


Nthl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78549

商品番号: CM0029716



前書き

ヒトNTHL1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。34kDaのタンパク質を検出し、塩基除去修復および酸化的DNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTHL1 Rabbit pAb
備考/別名	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4913
免疫原	ヒトNTHL1 (NP_002519.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78549
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋