

WbおよびElisa用Ntn5ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wtr8

商品番号: CM0016633

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAでバリデーション済みのNTN5ウサギポリクローナル抗体。運動ニューロンの配置に不可欠な分泌タンパク質であるネトリン5を標的とします。約53 kDaのバンドを検出します。Q8WTR8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTN5 ウサギpAb
備考/別名	NTN5; ネトリン5
種	ヒト
GeneID	126147 (ヒト)
免疫原	ヒトNTN5 (NP_665806.1) のアミノ酸340～489に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTR8
タンパク質分子量	53 kDa
配送	保冷バッグ