

Nup107 ウサギモノクローナル抗体 - P57740

商品番号: CM0002687



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のNup107ウサギモノクローナル抗体。NPC（核膜孔複合体）の構築に不可欠な106

kDaの核膜孔複合体タンパク質であるヒトNup107を認識します。細胞生物学および腎発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nup107 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57122
GeneID	57122
免疫原	ヒトNup107（P57740）のアミノ酸700～800の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P57740
タンパク質重量	106 kDa
配送	アイスバッグ