

Nup133 ウサギ Pab - Q8Wum0

商品番号: CM0026510



前書き

WBおよびELISA用のNUP133ウサギポリクローナル抗体です。mRNA輸出と腎形成に関与する分子量129kDaのヌクレオポリンであるヒトNUP133を検出します。核ポア複合体および腎臓発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP133 ウサギ pAb
別名	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55746
GeneID	55746
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNUP133 (NP_060700.2) のアミノ酸730-930番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WUM0
タンパク質分子量	129kDa
発送方法	保冷剤