

Nup153 ウサギ ポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P49790

商品番号: CM0029568



前書き

ヒトNUP153（核膜孔複合体タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。核細胞質輸送およびウイルス統合メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP153 ウサギpAb
備考/別名	N153; HNUP153; NUP153
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9972
GeneID	9972
免疫原	ヒトNUP153 (NP_005115.2) のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49790
タンパク質分子量	154kDa
配送方法	保冷バッグ