

Nup160 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q12769

商品番号: CM0014259



前書き

WBおよびELISAで検証済みのNUP160

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト核膜孔複合体タンパク質Nup160（162kDa）を標的とします。Nup160はmRNA輸出に参与する核膜孔複合体の主要な構成要素であり、核細胞質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP160 Rabbit pAb
別名	NPHS19; NUP160
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23279
遺伝子ID	23279
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNUP160 (NP_056046.1) のアミノ酸40～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q12769
タンパク質分子量	162kDa
輸送方法	保冷剤