


Wb、Ip、Elisa用Nup214ウサギポリクローナル抗体 - P35658

商品番号: CM0029792



前書き

NUP214ウサギポリクローナル抗体（SWISS P35658）は、WB、IP、ELISAで検証済みです。ヒト核孔複合体タンパク質Nup214を標的とし、核細胞質輸送およびアデノウイルスカプシドの分解に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP214 Rabbit pAb
備考/別名	CAN; CAIN; IAE9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8021
免疫原	合成ペプチド (ヒトNUP214のaa 1251-1350, NP_005076.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35658
タンパク質分子量	214kDa
配送	氷袋