

Ogdhl ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - Q9Uld0

商品番号: CM0015803

前書き

WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのOGDHLウサギポリクローナル抗体です。TCA回路、細胞増殖抑制、アポトーシスに関与するミトコンドリア性2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼであるヒト、マウス、ラットのOGDHLを検出します。代謝研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGDHL Rabbit pAb
備考 / 別名	YOBELN; OGDHL
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55753
GeneID	55753
免疫原	ヒトOGDHL (NP_060715.2) の1～110アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULD0
タンパク質分子量	114kDa
発送方法	氷袋梱包