


Ogt ウサギ Pab (Wb用) - O15294

商品番号: CM0018886



前書き

OGT (O-GlcNAcトランスフェラーゼ) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適用可能で、代謝、エピゲノム、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGT ウサギ pAb
別名	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8473
GeneID	8473
免疫原	組換えタンパク質 ヒト OGT (NP_858058.1) のアミノ酸510～699番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15294
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	氷袋