

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 オンコスタチンM ウサギPab - P13725

商品番号: CM0026897



前書き

ヒトオンコスタチンM (OSM)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。サイトカインシグナル伝達、細胞増殖、炎症研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オンコスタチンM ウサギpAb
備考/別名	OSM; オンコスタチンM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5008
GeneID	5008
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13725
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ