

Osarf23 ウサギ Pab - Osarf23

商品番号: CM0020178

前書き

OsARF23

ウサギpAbは、組換えOsARF23タンパク質（イネ/Oryza sativa）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、イネサンプル中のOsARF23（約94kDa）を特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsARF23 ウサギ pAb
略称/別名	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
対象種	イネ（Oryza sativa）
遺伝子ID	4350610
免疫原	イネOsARF23のアミノ酸700～800番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (Q2R3F5)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ（Oryza sativa）
タンパク質分子量	94kDa
輸送方法	氷袋